

Kuhn und Bieri AG

Rehaprodukte und Dienstleistungen für Heime, Spitäler und Spitex

Sägestrasse 75, 3098 Köniz

Tel 0848 10 20 40, Fax 031 970 01 71, info@kuhnbieri.ch

www.kuhnbieri.ch



Bedienungsanleitung Infusionsständer

Der Infusionsständer ist zerlegbar in drei Teile. Fussteil und Oberteil, sowie dem Becher. Andere Teile bitte nicht demontieren. Der Ständer steht auf Rollen, die arretierbar sind. Zusätzlich lässt sich die Höhe verstellen. Zur Reinigung sind alle gängigen Mittel anwendbar, aber auch einfach ein feuchter Lappen tut seine Pflicht.

