

## Kuhn und Bieri AG

Rehaprodukte und Dienstleistungen für Heime, Spitäler und Spitex  
Produits réha et services pour homes, hôpitaux et soins à domicile

Sägestrasse 75, CH-3098 Köniz

Tel 0848 10 20 40, Fax 031 970 01 71, info@kuhnbieri.ch

[www.kuhnbieri.ch](http://www.kuhnbieri.ch)



## MONTAGEANLEITUNG - Therapietisch Excentermodell, zu Rollstuhl




Dank dieser praktischen Ablagefläche für den Rollstuhl kann der Rollstuhlbenutzer alltägliche Kleinigkeiten erledigen, ohne sich dabei an einen Tisch umsetzen zu müssen oder umgesetzt zu werden. Die Befestigung mit dem Excentersystem ist sehr stabil. Somit kann der Tisch nicht vom Patienten weggestossen werden.



### Einstellbare Unterseite

Der Tisch kann an verschiedene Rollstuhlbreiten montiert werden. (Bis Sitzbreite 48cm)



### Montage

Ist die Breite justiert, wird der Tisch von vorne auf die Lehnen geschoben...



...und mittels Drehbewegung der Knäufe an die Rollstuhllehnen fixiert.