


ERLEBEN SIE DEN **OXY** EFFEKT

Gebrauchsfertige, Reinigungs- und
Desinfektionsmittel mit Hi-speed H_2O_2 ™

NEU!




NEU INCIDIN OXY

Für eine sichere, effektive und anwenderfreundliche Flächendesinfektion

IHRE HERAUSFORDERUNGEN

- ▲ Breite Wirksamkeit aufgrund praxisnaher Tests
- ▲ Ein Tuch für alle Flächen
- ▲ Hohe Reinigungs- und Desinfektionsleistung
- ▲ Einfache, komfortable Anwendung
- ▲ Hohe Arbeitssicherheit




■■ Ecolab hat ein neues innovatives Produkt auf den Markt gebracht, das sicher, effektiv und anwenderfreundlich für Benutzer, Personal und Besucher ist ■■

Während der letzten zehn Jahre konnte wissenschaftlich nachgewiesen werden, dass die Kontamination von Umgebungsflächen eine wichtige Rolle bei der Übertragung schwerer Krankenhausinfektionen spielen.

Viele Krankheitserreger können auf Oberflächen Tage, Wochen oder sogar Monate überleben, sodass es wichtig ist, ein Reinigungs- und Desinfektionsprodukt zu verwenden, das sicher, effektiv und anwenderfreundlich ist. Ecolab bietet ab sofort seine neue Produktreihe Incidin®

OxyFoam und OxyWipe mit dem patentierten Hi-speed H_2O_2 -Wirkstoffsystem an. Diese hochwirksamen Produkte zeichnen sich durch eine hohe Materialverträglichkeit, Anwenderfreundlichkeit und die Verwendungsmöglichkeit auf medizinischen Oberflächen und Medizinprodukten aus.



DIE LÖSUNG

Sichere, effektive und
anwenderfreundliche Produkte



Incidin®
OxyFoam S & OxyWipe S

EIGENSCHAFTEN

- ▲ Sporizide & viruzide Fertigprodukte
- ▲ Hi-speed H₂O₂™
- ▲ Praxisnah nach neuer EN 16615 getestet
- ▲ Keine Gefahrensymbole (gem. CLP) – keine Persönliche Schutzausrüstung³ erforderlich
- ▲ Exzellente Materialverträglichkeit

WIRKSAMKEIT

Bakterizid	✓
Levurozid	✓
Fungizid	✓
Mykobakterizid	✓
Begrenzt viruzid	✓
Viruzid	✓
Sporizid	✓

**3
MIN¹**

Sporizid
gegen
C. difficile
(SUSPENSIONSTEST)

**2
MIN¹**

Viruzid
(NIEDRIGE BELASTUNG)

**1
MIN¹**

Bakterizid
(EN 13727/16615)



Incidin®
OxyFoam & OxyWipe

EIGENSCHAFTEN

- ▲ Hi-speed H₂O₂™
- ▲ Praxisnah nach neuer EN 16615 getestet
- ▲ Keine Gefahrensymbole (gem. CLP) – keine Persönliche Schutzausrüstung³ erforderlich
- ▲ Exzellente Materialverträglichkeit

WIRKSAMKEIT

Bakterizid	✓
Levurozid	✓
Fungizid	✓
Mykobakterizid	✓
Begrenzt viruzid	✓
Noroviruzid	✓
Adeno- / Rotavirus Papova- / Polyomavirus / SV40*	✓

**15
SEK²**

Bakterizid
(EN 13727/16615)

**15
SEK²**

Viruzid
gegen
behüllte
Viren


**15
MIN²**

Noroviruzid

Referenzen

1. Incidin® OxyFoam S
2. Incidin® OxyFoam (EN 13727/EN 16615/EN 14476)
3. Beim Gebrauch von Incidin® OxyFoam, OxyFoam S, OxyWipe oder OxyWipe S muss keine persönliche Schutz-ausrüstung getragen werden, sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen.

*DVV 2008



Bestell- und Kontaktinformation

	PRODUKTBESCHREIBUNG	LIEFEREINHEIT	BESTELLNUMMER
1	Incidin® OxyFoam S	6 x 750 ml	3082060
2	Incidin® OxyWipe S	6 x 100 Tücher	3082240
3	Incidin® OxyFoam	6 x 750 ml	3082160
4	Incidin® OxyWipe	6 x 100 Tücher	3082360

BIOZIDE UND MEDIZINPRODUKTE SICHER VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG UND PRODUKTINFORMATION LESEN.



FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN IHREN ECOLAB-AUSSENDIENSTMITARBEITER, DEN KUNDENSERVICE UNTER DER TELEFONNUMMER 02173-599 1900 ODER INFORMIEREN SIE SICH UNTER WWW.ECOLABHEALTHCARE.DE



Kuhn und Bieri AG

Sägestrasse 75 | CH-3098 Köniz

Telefon 0848 10 20 40 | Fax 031 970 01 71 | info@kuhnbieri.ch

kuhnbieri.ch

